



Наименование направляющего учреждения Код направляющего учреждения

Фамилия пациента Имя пациента

Отчество пациента Пол пациента Мужской Женский

Дата рождения пациента ДД - ММ - ГГГГ

Контактный телефон пациента ; врача Беременность Да Нет Срок беременности Недель День цикла Менопауза лет

Время взятия образца ЧЧ - ММ

Дата взятия образца ДД - ММ - 202Г

Диагноз

Фамилия врача И.О. врача

Код пациента

Дополнительные параметры для исследований на лицевой стороне бланка:

Прием гормональных препаратов Да Нет

Наименование принимаемого гормонального препарата (указать)

При обследовании женщин, обязательно заполнить соответствующие поля в шапке бланка: беременность, срок беременности, день цикла, менопауза.

Вакуумная пробирка с разделительным гелем	Исследование крови		КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 060013 Эстрадиол ВЭЖХ-МС <input type="checkbox"/> 060015 Эстрогены (эстрадиол, эстрон и эстриол) ВЭЖХ-МС <input type="checkbox"/> 060019 Прогестерон ВЭЖХ-МС	<input type="checkbox"/> 060020 17-ОН прогестерон ВЭЖХ-МС <input type="checkbox"/> 060215 Тестостерон ВЭЖХ-МС <input type="checkbox"/> 060213 Дегидроэпиандростерон-сульфат ВЭЖХ-МС	<input type="checkbox"/> 060250 Стероидный профиль ВЭЖХ-МС (12 параметров): тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, 17-ОН-прегненолон, кортизол, кортизон, 11-дезоксикортизол, 21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, дезоксикортикостерон (21-гидроксипрогестерон, 11-деоксикортикостерон), кортикостерон, прогестерон
Вакуумная пробирка с разделительным гелем	ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА	Вакуумная пробирка с разделительным гелем	КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 060021 Прегненолон ВЭЖХ-МС/МС	ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 060308 ТЗ реверсивный, ВЭЖХ-МС/МС
Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	Исследование слюны *Замораживать не менее 4 часов. Доставить в замороженном виде (объем 1/2 пробирки, без учёта пузырьков воздуха).		СЛЮНА
ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 060014* Эстрадиол ВЭЖХ-МС	<input type="checkbox"/> 060214* Дегидроэпиандростерон ВЭЖХ-МС	<input type="checkbox"/> 060216* Тестостерон ВЭЖХ-МС
Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	СЛЮНА	Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	СЛЮНА
ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 060251* Стероидный профиль ВЭЖХ-МС (4 параметра): тестостерон, кортизол, эстрадиол, прогестерон	ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 060252* Стероидный профиль ВЭЖХ-МС (8 параметров): тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17-ОН-прогестерон
Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	СЛЮНА	Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	СЛЮНА
ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 060406* Кортизол ВЭЖХ-МС	ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 060552* Мелатонин методом ВЭЖХ-МС (ночная порция слюны) Ночь (02:00-03:00)
Исследование слюны		<input type="checkbox"/> 060553* Мелатонин методом ВЭЖХ-МС (4 порции слюны)	СЛЮНА
Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)	Пробирка с крышкой-пробкой (без наполнителя)
ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="text"/>	ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="text"/>	ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="text"/>	ШТРИХКОД ПРОБЫ <input type="text"/>
Утро (7:00-9:00) Слюну собрать при слабом освещении. Пробирку сразу обернуть фольгой и заморозить	День (15:00-17:00) Слюну собрать при слабом освещении. Пробирку сразу обернуть фольгой и заморозить	Вечер (22:00-24:00) Слюну собрать при слабом освещении. Пробирку сразу обернуть фольгой и заморозить	Ночь (02:00-03:00) Слюну собрать при слабом освещении. Пробирку сразу обернуть фольгой и заморозить



Дополнительные параметры для исследований из раздела "Исследования мочи":

Прием гормональных препаратов Да Нет

При обследовании женщин, обязательно заполнить соответствующие поля в шапке бланка: беременность, срок беременности, день цикла, менопауза.

Наименование принимаемого гормонального препарата (указать)

Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ Замораживать не менее 4 часов. Доставить в замороженном виде.	Исследование мочи		ЗАМОРОЖЕННАЯ МОЧА (разовая)
<input type="checkbox"/> 060018 Комплексное определение метаболитов эстрогена ВЭЖХ-МС (6 параметров, расчет соотношения): 16a-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1			
Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ Замораживать не менее 4 часов. Доставить в замороженном виде.	**Указать суточный диурез <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> мл ЗАМОРОЖЕННАЯ МОЧА (суточная)	Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ Замораживать не менее 4 часов. Доставить в замороженном виде.	**Указать суточный диурез <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> мл ЗАМОРОЖЕННАЯ МОЧА (суточная)
<input type="checkbox"/> 060016** Эстрогены (эстрадиол, эстрон, эстриол) и прегнандиол ГХ-МС	<input type="checkbox"/> 060017** Комплексное определение метаболитов эстрогена и прогестерона ВЭЖХ-МС, ГХ-МС (10 параметров, расчет соотношений): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16a-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1, прегнандиол		<input type="checkbox"/> 060217** Андрогены и их метаболиты ГХ-МС (8 параметров, расчет соотношений): дегидроэпиандростерон, андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол

Дополнительные параметры для исследований из раздела "Лекарственный мониторинг":

Время взятия образца -

Дата последнего приема терапевтического препарата - - 202

Время последнего приема терапевтического препарата -

Лекарственный мониторинг			
Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ	КРОВЬ с ЭДТА <input type="checkbox"/> 240100 Эверолимус методом ВЭЖХ-МС	Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ	КРОВЬ с ЭДТА <input type="checkbox"/> 240101 Сиरोлимус методом ВЭЖХ-МС
Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ	КРОВЬ с ЭДТА <input type="checkbox"/> 240109 Циклоспорин	Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ	КРОВЬ с ЭДТА <input type="checkbox"/> 240128 Такролимус
Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ	КРОВЬ с ЭДТА <input type="checkbox"/> 240115 Циклоспорин методом ВЭЖХ-МС	Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ	КРОВЬ с ЭДТА <input type="checkbox"/> 240127 Такролимус методом ВЭЖХ-МС
Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ	Лекарственный мониторинг		ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАЗМА (ЭДТА)
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ	Лекарственный мониторинг Для каждого лекарственного препарата кровь собирается в отдельную пробирку		ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА
	<input type="checkbox"/> 240093 Галоперидол методом ВЭЖХ-МС <input type="checkbox"/> 240123 Дигоксин методом ВЭЖХ-МС <input type="checkbox"/> 240102 Карбамазепин методом ГХ-МС <input type="checkbox"/> 240094 Клоназепам методом ВЭЖХ-МС	<input type="checkbox"/> 240107 Ламотриджин методом ГХ-МС <input type="checkbox"/> 240108 Леветирацетам методом ГХ-МС <input type="checkbox"/> 240092 Окскарбазепин методом ГХ-МС <input type="checkbox"/> 240095 Топирамат методом ВЭЖХ-МС	<input type="checkbox"/> 240114 Фенитоин методом ВЭЖХ-МС <input type="checkbox"/> 240106 Фенобарбитал методом ГХ-МС <input type="checkbox"/> 240096 Циталопрам методом ВЭЖХ-МС <input type="checkbox"/> 240097 Эсциталопрам методом ВЭЖХ-МС

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

Бланк заказа заполняется только печатными буквами черной или синей ручкой!

Выбрать
 Отменить

АС05