

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Замороженная плазма (цитрат натрия)
-----------	-------	---

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Анти-Ха активность	0.80	См. комментарий	МЕ/мл

Терапевтический диапазон анти-Ха активности индивидуален и определяется лечащим врачом в зависимости от нозологии и указаний производителя препарата.

Ориентировочный терапевтический диапазон:

- нефракционированный гепарин (НФГ): 0.35-0.70 МЕ/мл;*
- низкомолекулярный гепарин (НМГ): 0.50-1.00 МЕ/мл.*

Результат теста >2.00 МЕ/мл является показанием к снижению дозировки используемого препарата с целью уменьшения риска кровотечения.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись